

NSK

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИКРОМОТОР

Ti-Max M40B

МОЩНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Ярче

Надежнее



Powerful Partner®

Ti-Max M40B-LED

С внутренней системой подачи охлаждения

Микромотор M40B от NSK объединил в себе все преимущества технологии бесщеточных моторов. Данная технология обеспечивает плавную бесшумную работу, мощный крутящий момент и минимальное нагревание мотора не смотря на его компактный размер.

Преимущества технологии



Ярче: LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучшую видимость, чем свет от галогенной лампы.

Надежнее: светодиод LED имеет больший срок службы и более надежен по сравнению с галогенными лампами.

Характеристики:

- Идеальное сочетание скорости и крутящего момента
- Минимальный нагрев инструмента
- Бесшумная и плавная работа при скорости от 60 до 40 000 об/мин
- Светодиод, встроенный в микромотор (только M40B LED)
- Легкий вес
- Цельный титановый корпус



С оптикой модель M40B LED код ЗАКАЗА E1039


С оптикой модель M40B код ЗАКАЗА E286

Без оптики модель M40BN код ЗАКАЗА E341

Подключение к шлангу MC3® от Bien-Air®



Ti-Max M40B



Bien-Air®
MC3®
(производится компанией Bien-Air
Dental S.A.)

Bien-Air® – зарегистрированная торговая марка Bien-Air Dental S.A.

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Япония
ТЕЛ.: +81 (0)289-64-3380
ФАКС: +81 (0)289-62-5636

NSK Rus & CIS

www.nsk-russia.ru

115114, Россия, Москва,
Дербеневская наб., 7,
стр. 16, 3 этаж
ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07
ФАКС: +7 (495) 967-96-08