

# КОМПАКТНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ

Небольшой встраиваемый модуль подходит для монтажа в любую стоматологическую установку

Varios 150 спроектирован таким образом, что может быть встроен практически в любую стоматологическую установку. Наконечник скалера располагается на столике врача на одном из свободных мест для инструмента и управляется с помощью педали стоматологической установки. Для заказа доступны комплекты с оптикой и без оптики.

Благодаря наконечнику Varios LUX с оптикой, обрабатываемая область хорошо освещена во время лечения.



Встраиваемый модуль



VA-LUX-HP

**С оптикой**



VA-HP

**Без оптики**



## Комплекты Varios 150



Комплект Varios 150 LUX

**С оптикой**

Комплект Varios 150

**Без оптики**

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
VA150 LUX	Y141010

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
VA150	Y140904

### Комплектация

• Встраиваемый модуль • Наконечник • Шланг наконечника • Регулятор мощности • 3 насадки (G1, G4, G6) • Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Держатель для насадок

### Технические характеристики

- Питание: 24 В переменного тока • Частота: 28-32 кГц • Макс. мощность: 8 Вт
- Размеры: Ш57 x Д73 x В33 (мм) • Вес модуля: 114 г

## Запчасти

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
VA-LUX-HP Наконечник с оптикой		E250050
VA-HP Наконечник без оптики		E177050
Varios 150 LUX Встраиваемый модуль		U387012
VA 150 LUX-SC		E250062
Varios 150 Встраиваемый модуль		U387015
VA 150-SC		E177062
Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента (CR-10)		Z221076

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
Ключ для замены насадок E-типа		Z217399
Держатель для насадок		Z221080
Колпачок для насадки типа L		Z217850
Колпачок для насадки типа S		Z217851
Лампочка VA (3 штуки в комплекте)		Y900107
Гаечный ключ (5x8)		Y1001301

## Varios Tip Book от NSK

(Руководство по работе с насадками для ультразвуковых скалеров)

Компания NSK предлагает широкий выбор насадок к ультразвуковым скалерам для удаления зубных отложений, пародонтологических, реставрационных операций, снятия коронок и уплотнения пломбирочных материалов. В данном руководстве описано применение каждой насадки для конкретных видов лечения.



**NAKANISHI INC.**  
www.nsk-inc.com  
700 Shimohinata Kanuma-shi  
Tochigi 322-8666,  
Япония  
ТЕЛ.: +81 (0)289-64-3380  
ФАКС: +81 (0)289-62-5636

**NSK Rus & CIS**  
www.nsk-russia.ru  
115114, Россия, Москва,  
Дербеневская наб., 7,  
стр. 16, 3 этаж  
ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07  
ФАКС: +7 (495) 967-96-08